

Anti-Gars Rabbit Polyclonal Antibody (Ko 검증) For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41250

품목 번호: CM0027504



소개

KO 검증된, 인간 GARS (Glycine--tRNA ligase)를 표적하는 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨; 마우스 및 래트와 교차반응. 아미노아실-tRNA 합성효소 생물학 및 샤르코-마리-투스병 기전 연구에 적합.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	[KO 검증] GARS Rabbit pAb
비고/별칭	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJI; RS
종	인간
GeneID (Human)	2617
GeneID	2617
면역원	인간 GARS (NP_002038.2)의 아미노산 60-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P41250
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백