


웨스턴 블롯(Wb), 면역조직화학(Ihc-P), 면역형광/면역세포화학(If/Icc), Elisa용 항-가스트린 방출 펩타이드 (Grp) 폴리클로날 항체 - P07492

품목 번호: CM0027681



소개

인간 가스트린 방출 펩타이드(GRP)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 쥐, 래트와 교차반응. 위장관 호르몬 방출, 가려움 신호 전달, 기억 연구에 이상적.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	가스트린 방출 펩타이드 (GRP) 토끼 pAb
비고/별칭	BN; GRP-10; proGRP; preproGRP; Gastrin Releasing Peptide (GRP)
종	인간
GeneID (인간)	2922
면역원	인간 가스트린 방출 펩타이드(GRP) (NP_002082.2)의 아미노산 1-148에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P07492
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백