

## Wb, Elisa용 Gbe1 토끼 다클론 항체 - Q04446

품목 번호: CM0030900



### 소개

WB 및 ELISA에 적합한 GBE1(글리코겐 분지 효소)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 GBE1을 검출하며 예상 분자량은 80 kDa입니다. 글리코겐 대사 및 GSD IV 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | GBE1 토끼 pAb                                                             |
| 비고/별칭      | GBE; APBD; GSD4; GBE1                                                   |
| 종          | 인간                                                                      |
| 유전자ID (인간) | 2632                                                                    |
| 유전자ID      | 2632                                                                    |
| 면역원        | 재조합 단백질 인간 GBE1 (NP_000149.3)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 공급원        | 토끼                                                                      |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                                  |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                               |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                             |
| SWISS      | Q04446                                                                  |
| 단백질 분자량    | 80kDa                                                                   |
| 배송         | 아이스 팩                                                                   |