

Wb, If/Icc, Elisa용 항Gcsh 다클론 항체 - P23434

품목 번호: CM0018157



소개

인간 GCSH에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 생쥐 및 래트 샘플에서 내인성 GCSH를 검출합니다. 글리신 대사 및 리포일화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GCSH 토끼 pAb
비고/별칭	GCE; NKH; GCSH
종	인간
유전자ID (인간)	2653
유전자ID	2653
면역원	인간 GCSH (NP_004474.2)의 아미노산 1-173에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	P23434
단백질 분자량	19kDa
배송 방법	아이스백