


Anti-Gemin8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nwz8

품목 번호: CM0013291



소개

GEMIN8 토끼 폴리클로날 항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. snRNP 조립 및 pre-mRNA 스플라이싱에 관여하는 gem-관련 단백질인 인간 GEMIN8을 위해 설계되었습니다. - Q9NWZ8

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GEMIN8 Rabbit pAb
비고/별칭	FAM51A1; GEMIN8
종	인간
GeneID	54960
면역원	인간 GEMIN8 (NP_060326.1)의 아미노산 1-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NWZ8
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백