


Wb, Elisa용 Anti-Ggps1 폴리클론항체 - O95749

품목 번호: CM0019186



소개

GGPS1을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 게라닐게라닐 피로인산 합성 및 관련 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GGPS1 토끼 pAb
비고/별칭	GGPPS; MDHLO; GGPPS1; MUDHLOV; GGPS1
종	인간
GeneID (인간)	9453
GeneID	9453
면역원	인간 GGPS1 (NP_001032354.1)의 아미노산 164-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95749
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백