


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Gip 토끼 다클론 항체 - P09681

품목 번호: CM0030091



소개

인간 GIP(위억제폴리펩타이드/포도당 의존성 인슐린작용촉진폴리펩타이드)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었으며 생쥐와 쥐와 교차 반응합니다. 당뇨 및 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GIP 토끼 pAb
비고/별칭	GIP
종	인간
유전자 ID (인간)	2695
면역원	인간 GIP (NP_004114.1)의 아미노산 22-153에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P09681
단백질 분자량	17kDa
배송 방식	아이스팩