

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Gja8 토끼 다클론 항체 - P48165

품목 번호: CM0023153

소개

인간 GJA8(커넥신-50)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 수정체 겹 정션 및 백내장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GJA8 토끼 pAb
비고/별칭	CAE; CAE1; CX50; CZP1; MP70; CTRCT1; GJA8
종	인간
유전자 ID (인간)	2703
유전자 ID	2703
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P48165
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스 팩