

Wb 및 Elisa용 Anti-Glis3 토끼 다가 항체 - Q8Nea6

품목 번호: CM0017855

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-GLIS3 토끼 다가 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 GLIS3를 인식합니다. 전사 및 당뇨병 연구에 이상적입니다. - Q8NEA6.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	GLIS3 Rabbit pAb
비고/별칭	NDH; ZNF515; GLIS3
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	169792
GeneID	169792
항원(Immunogen)	사람 GLIS3 (NP_689842.3)의 아미노산 606-775에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다가 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8NEA6
단백질 분자량	84kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)