


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Glp2R 폴리클로날 항체 - O95838

품목 번호: CM0027724



소개

CamelBio는 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 anti-GLP2R 폴리클로날 항체를 제공합니다. 장내 호르몬 신호 전달에 관여하는 GPCR인 인간 및 마우스 GLP2R(63 kDa)을 인식합니다. IVD 연구 및 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GLP2R Rabbit pAb
비고/별칭	GLP2R
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9340
유전자 ID	9340
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 GLP2R (NP_004237.1)의 아미노산 460-553에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	O95838
단백질 분자량	63kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)