


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Glrx 폴리클론항체 - P35754

품목 번호: CM0027202



소개

GLRX Rabbit pAb는 인간 글루타레독신-1을 표적으로 하며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 이 폴리클론항체는 레독스 생물학 및 산화 스트레스 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GLRX Rabbit pAb
비고/별칭	GRX; GRX1; GLRX
종	인간
유전자 ID (인간)	2745
유전자 ID	2745
면역원	인간 GLRX (NP_002055.1)의 아미노산 1-106 서열에 대응하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35754
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백