


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Glrx3 다클론 항체 - O76003

품목 번호: CM0012889



소개

인간 GLRX3(PICOT, GRX4)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 심장 비대 조절 및 헤모글로빈 성숙에 관여하는 세포질 철-황 클러스터 조립 인자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GLRX3 토끼 pAb
비고/별칭	GRX3; GRX4; GLRX4; PICOT; TXNL2; TXNL3; GLRX3
종	인간
유전자ID (인간)	10539
유전자ID	10539
면역원	인간 GLRX3 (NP_001186797.1)의 아미노산 1-335에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O76003
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스 팩