


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Glud1/2 토끼 단일클론 항체 - P00367/P49448

품목 번호: CM0006457



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA용 GLUD1/2(GDH1/2) 토끼 단일클론 항체. 사람, 마우스, 랫드와 반응합니다. 글루타메이트 대사 및 미토콘드리아 기능 연구에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GLUD1/2 토끼 mAb
비고/별칭	GLUD2; GDH2; GLUDP1; GLUD1/2
종	사람
GeneID (사람)	2746/2747
GeneID	2746/2747
면역원	재조합 단백질 사람 GLUD1/2(NP_036216.2)의 아미노산 319-558에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P00367/P49448
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩