

Wb 및 Elisa용 Anti-GluR4/GluA4/GRIA4 토끼 다클로날 항체 - P48058

품목 번호: CM0016010

소개

GluR4 (GRIA4)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다. 이온성 글루타메이트 수용체 및 빠른 흥분성 시냅스 전달 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GluR4/GluA4/GRIA4 토끼 pAb
비고/별칭	GLUR4; GLURD; GluA4; GLUR4C; NEDSGA; GluA4-ATD; GluR4/GluA4/GRIA4
종(Species)	Human
GeneID (인간)	2893
GeneID	2893
면역원(Immunogen)	인간 GluR4/GluA4/GluR4/GluA4/GRIA4 (NP_001070712.1)의 아미노산 254-433에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P48058
단백질 분자량	101kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)