

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Gm-Csf 단클론 항체 - P01587

품목 번호: CM0011275

소개

생쥐 GM-CSF에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사이토카인 연구 및 조혈 분화 연구에 이상적입니다. SWISS: P01587.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GM-CSF 토끼 단클론 항체(mAb)
비고/별칭	CSF; Csfgm; GMCSF; Gm-CSf; MGI-IGM
종	생쥐
유전자 ID (인간)	1437
유전자 ID (생쥐)	12981
면역원	생쥐 GM-CSF (NP_034099.2)의 아미노산 18-141 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	P01587
단백질 분자량	16kDa
배송 방법	아이스팩