


Wb, Elisa용 항-Gnaz 다클론 항체 - P19086

품목 번호: CM0017732



소개

막관통 신호전달의 트랜스듀서인 인간 GNAZ(Gz-alpha)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 예상 밴드는 약 41 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GNAZ 토끼 pAb
비고/별칭	HG1H; gz-alpha; GNAZ
종	인간
GeneID (인간)	2781
GeneID	2781
면역원	인간 GNAZ(NP_002064.1)의 아미노산 250-350번 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P19086
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩