

Wb, Elisa용 항-Gng3 다클론 항체 - P63215

품목 번호: CM0025696

소개

CamelBio는 WB와 ELISA에서 검증된 항-GNG3 토끼 다클론 항체를 제공합니다. 인간 GNG3를 검출하며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. 막 신호 전달 및 G 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GNG3 토끼 pAb
비고/별칭	HG3D; GNG3
종	인간
유전자ID (인간)	2785
유전자ID	2785
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P63215
단백질 분자량	8kDa
배송	아이스 팩