


Wb, If/Icc, Elisa용 항Gnrh1 다클론 항체 - P01148

품목 번호: CM0029995



소개

인간 GNRH1(프로고나돌리베린-1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 생식 내분비학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GNRH1 토끼 pAb
비고/별칭	GRH; GNRH; LHRH; LNRH; GNRH1
종	인간
유전자ID (인간)	2796
유전자ID	2796
면역원	인간 GNRH1 (NP_001076580.1)의 아미노산 24-92에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01148
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스 팩