

## Anti-Got2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P00505

품목 번호: CM0003425



### 소개

인간 GOT2(아스파르테이트 아미노전이효소, 미토콘드리아성)에 대한 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 가집니다. 대사 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 제품명                      | GOT2 Rabbit mAb                                  |
| 비고/별칭                    | KAT4; DEE82; KATIV; KYAT4; mitAAT; GOT2          |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                        |
| 유전자 ID (인간)              | 2806                                             |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 GOT2 (P00505)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                       |
| 카테고리                     | 단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)                   |
| 어플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, ELISA                                 |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                   |
| SWISS                    | P00505                                           |
| 단백질 분자량                  | 48kDa                                            |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                   |