


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Gp9 다클론 항체 - P14770

품목 번호: CM0029156



소개

인간 GP9(GPIX/CD42a)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 지혈 연구에서 vWF 매개 접착에 필수적인 혈소판 당단백질인 인간, 마우스, 래트 GP9를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GP9 토끼 pAb
비고/별칭	GPIX; CD42a; GP9
종	인간
유전자 ID	2815
면역원	인간 GP9(NP_000165.1)의 아미노산 17-147에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14770
단백질 분자량	19kDa
배송 방식	아이스 팩