


Wb, Elisa용 Anti-Gpam 폴리클론항체 - Q9Hcl2

품목 번호: CM0019826



소개

인간 GPAM (글리세롤-3-인산 아실프랜스퍼라제 1)을 표적하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 단백질 분자량 93kDa. Swiss-Prot Q9HCL2.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	GPAM Rabbit pAb
비고/별칭	GPAM; GPAT; GPAT1; 글리세롤-3-인산 아실프랜스퍼라제; 미토콘드리아
종	인간
유전자 ID (인간)	57678
유전자 ID	57678
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9HCL2
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스팩