

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Gpld1 폴리클론 항체 - P80108

품목 번호: CM0025351

소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 GPLD1 Rabbit pAb. 인간, 마우스 및 쥐의 GPI-특이적 포스포리파제 D를 검출합니다. GPI 앵커 대사 및 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GPLD1 Rabbit pAb
비고/별칭	PLD, GPIPLD, PIGPLD, GPIPLDM, PIGPLD1, GPLD1
종	인간
GeneID (인간)	2822
GeneID	2822
면역원	인간 GPLD1 (NP_001494.2)의 아미노산 24-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P80108
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스백