

Anti-Gpr141 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q7Z602

품목 번호: CM0016596

소개

인간 GPR141에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차 반응함. 오판 GPCR 연구 및 세포막 수용체 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPR141 Rabbit pAb
비고/별칭	PGR13; GPR141
종	인간
GeneID	353345
면역원	합성 펩타이드 (인간 GPR141 (NP_001316922.1)의 아미노산 50-150에 해당하는 서열의 합성 펩타이드)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	Q7Z602
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백