


Wb, Elisa용 Anti-Gpr68 폴리클로널 항체 - Q15743

품목 번호: CM0019388



소개

인간 GPR68에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플의 내인성 GPR68을 검출합니다. pH 감지 및 기계전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPR68 Rabbit pAb
비고/별칭	OGR1; AI2A6; GPR12A; GPR68
종	인간(Human)
GeneID (인간)	8111
GeneID	8111
면역원	재조합 단백질: 인간 GPR68 (NP_003476.3)의 아미노산 276-365에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q15743
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)