

Wb 및 Elisa용 Anti-Granulin Rabbit Polyclonal Antibody - P28799

품목 번호: CM0028997



소개

인간 Granulin (PGRN/GP88)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 리소좀 기능, 염증 및 세포 증식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Granulin Rabbit pAb
비고/별칭	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF; Granulin
종	인간
GeneID (Human)	2896
면역원	인간 Granulin (NP_002078.1)의 아미노산 18-593 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28799
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백