

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Grasp65 단클론 항체 - Q9Bqq3

품목 번호: CM0006630



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 적합한 고품질 GRASP65 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 골지체 생물학 및 세포 구조 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GRASP65 토끼 mAb
비고/별칭	P65; GOLPH5; GRASP65
종	인간
유전자ID	64689
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BQQ3
단백질 분자량	46kDa
배송 방법	아이스백