

Wb 및 Elisa용 Anti-Grb7 토끼 다클로날 항체 - Q14451

품목 번호: CM0029426



소개

인간 GRB7를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 연구 및 IVD 응용 분야에서 GRB7 매개 신호 전달, 세포 증식, 이동 및 스트레스 과립 역학을 조사하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GRB7 Rabbit pAb
비고/별칭	GRB7
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2886
유전자 ID	2886
면역원(Immunogen)	인간 GRB7 (NP_001229372.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q14451
단백질 분자량	60kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)