

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Grm1 폴리클로날 항체 - Q13255

품목 번호: CM0017533



소개

인간 GRM1(대사성 글루타메이트 수용체 1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 시냅스 가소성 및 CNS 신호 전달에 관한 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GRM1 Rabbit pAb
비고/별칭	MGLU1; SCA44; GPRC1A; MGLUR1; SCAR13; PPP1R85; GRM1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2911
유전자 ID	2911
면역원	재조합 단백질; 인간 GRM1 (NP_001264993.1)의 아미노산 920-1140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13255
단백질 분자량	132kDa
배송	아이스 백(Ice bag)