

Wb, Elisa용 Anti-Gsdmc3 토끼 다클로날 항체 - Q8Cb12

품목 번호: CM0023134

소개

마우스 Gsdmc3에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적용됩니다. Gasdermin-C3는 카스파제 절단 시 파이로프토시스(pyroptosis)를 유발하는 기공 형성 단백질로, 막 투과성 증가 및 세포 사멸을 촉진합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Gsdmc3 Rabbit pAb
비고/별칭	9930109F21Rik; Gsdmc3
종(Species)	Mouse (마우스)
유전자 ID (인간)	56169
유전자 ID	270328
면역원(Immunogen)	마우스 Gsdmc3 (NP_899017.2)의 아미노산 2-80에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스)
SWISS	Q8CB12
단백질 분자량	54kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)