

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Gsdme (전장+N 말단) 토끼 다클론 항체 - O60443

품목 번호: CM0026422



소개

인간 GSDME (DFNA5/ICERE-1)의 전장 및 N 말단 영역을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 파이로토시스 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GSDME (전장+N 말단) 토끼 pAb
비고/별칭	DFNA5; ICERE-1; GSDME
종	인간
유전자 ID (인간)	1687
면역원	인간 GSDME (NP_004394.1) 아미노산 1-270번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60443
단백질 분자량	11 kDa/35 kDa/55 kDa
배송 방식	아이스팩