


Ihc-P, Elisa용 Anti-Gsk-3A/B Rabbit Polyclonal Antibody - P49840 / P49841

품목 번호: CM0021056



소개

IHC-P, ELISA 애플리케이션용 인간 및 마우스 GSK-3α/β (P49840/P49841)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체. Wnt 신호 전달, 당원 대사, 알츠하이머병 및 오토파지 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GSK-3α/β Rabbit pAb
비고/별칭	GSK3B; gsk-3β; GSK-3α/β
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	2931/2932
유전자 ID	2931/2932
면역원	재조합 단백질
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션	IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human (인간), Mouse (마우스)
SWISS	P49840/P49841
단백질 분자량	46kDa/48kDa
배송	아이스백