


Wb, Ip, Elisa용 항-Gsk3A 토끼 단클론 항체 [Ko 검증완료] - P49840

품목 번호: CM0002880



소개

웨스턴 블롯, IP, ELISA에 사용 가능한 KO 검증 완료된 토끼 단클론 항-GSK3α 항체입니다. 사람, 마우스, 쥐와 반응합니다. Wnt 신호 전달, 포도당 대사 및 알츠하이머 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증완료] GSK3α 토끼 mAb
비고/별칭	GSK3 알파; GSK3A; 3α
종	사람
유전자 ID (사람)	2931
유전자 ID	2931
면역원	합성 펩티드 사람 GSK3α (P49840)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P49840
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백