


Wb, If, Elisa용 Anti-Gsta3 Rabbit Polyclonal Antibody - Q16772

품목 번호: CM0020456



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-GSTA3 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 랫트 GSTA3 (25 kDa) 검출. 글루타티온 접합 및 스테로이드 호르몬 생합성에 관여. IVD 및 연구에 이상적.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	GSTA3 Rabbit pAb
비고/별칭	GTA3, GSTA3-3, GSTA3
종	인간
GeneID (인간)	2940
GeneID	2940
면역원	인간 GSTA3 (NP_000838.3)의 아미노산 1-222에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q16772
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백