

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Gstk1 다클론 항체 - Q9Y2Q3

품목 번호: CM0020974



소개

CamelBio는 WB, IF/ICC, ELISA에 사용할 수 있는 녹아웃 검증 완료된 GSTK1 토끼 다클론 항체를 제공합니다. 분자량 약 25kDa인 퍼옥시좀 글루타티온 S-트랜스퍼라아제인 인간 GSTK1을 검출합니다. 산화 스트레스 및 해독 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] GSTK1 토끼 pAb
비고/별칭	GST; GSTI3; hGSTK1; GSTK1-1; GSTI3-13; GST I3-13; GSTK1
종	인간
유전자ID (인간)	373156
유전자ID	373156
면역원	인간 GSTK1 (NP_057001.1)의 아미노산 1-226에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y2Q3
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스백