


Wb, If, Elisa용 Anti-Gtf2E1 폴리클로날 항체 - P29083

품목 번호: CM0016649



소개

인간 GTF2E1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 재조합 면역원, 약 49 kDa. 전사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GTF2E1 토끼 pAb
비고/별칭	FE; TF2E1; TFIIIE-A; GTF2E1
종	인간
GeneID (인간)	2960
GeneID	2960
면역원	인간 GTF2E1 (NP_005504.2)의 아미노산 230-439에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P29083
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백