

Anti-Gtf2Ird1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Uhl9

품목 번호: CM0021707



소개

사람 GTF2IRD1에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA용으로 검증되었습니다.

쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 전사 조절, 근육 분화 및 윌리엄스-비우렌 증후군 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	GTF2IRD1 Rabbit pAb
비고/별칭	GTF2IRD1; BEN; CREAM1; GTF3; MUSTRD1; RBAP2; WBS; WBSCR11; WBSCR12; hMusTRD1alpha1; GTF2I repeat domain containing 1
종(Species)	사람(Human)
GeneID	9569
면역원(Immunogen)	사람 GTF2IRD1 (NP_057412.1)의 아미노산 660-890에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	쥐(Rat)
SWISS	Q9UHL9
단백질 분자량(Protein Weight)	104kDa/106kDa/107kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)