

Anti-Guanylyl Cyclase Beta 1 (Gucy1B3) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q02153

품목 번호: CM0013653



소개

인간 Guanylyl Cyclase beta 1 (GUCY1B3)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 산화질소 수용체 cGMP 합성효소 소단위를 검출합니다. IVD 원자재 파트너인 CamelBio에서 구매할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Guanylyl Cyclase beta 1 (GUCY1B3) Rabbit pAb
비고/별칭	GUCB3; GC-SB3; GUC1B3; GUCSB3; GUCY1B3; GC-S-beta-1; Guanylyl Cyclase beta 1 (GUCY1B3)
종	Human
유전자 ID (인간)	2983
유전자 ID	2983
면역원	제조항 단백질 인간 Guanylyl Cyclase beta 1 (Guanylyl Cyclase beta 1 (GUCY1B3))의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질 (NP_000848.1)
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q02153
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스 팩