

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hadhb 폴리클로널 항체 - P55084

품목 번호: CM0030211



소개

웨스턴 블롯(WB), 면역형광법(IF/ICC) 및 ELISA에 대해 검증된 HADHB 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 장쇄 지방산 베타 산화의 핵심 효소인 미토콘드리아 삼중기능 효소 베타 소단위체(51 kDa)를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HADHB Rabbit pAb
비고/별칭	ECHB; MTPB; MTPD; MTPD2; MSTP029; TP-BETA; HADHB
종(Species)	Human (인간)
GeneID (인간)	3032
GeneID	3032
면역원(Immunogen)	인간 HADHB (NP_000174.1)의 아미노산 34-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로널 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P55084
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스백