

Wb 및 Elisa용 항Has3 다클론 항체 - O00219

품목 번호: CM0026800

소개

WB 및 ELISA용 인간 HAS3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 히알루론산 합성과 세포외 기질 리모델링에 필수적인 히알루론산 합성효소 3입니다. 세포 접착, 이동 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HAS3 토끼 pAb
비고/별칭	HAS3
종	인간
유전자 ID (인간)	3038
유전자 ID	3038
면역원	인간 HAS3(NP_619515.1)의 아미노산 67-281에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00219
단백질 분자량	63kDa
배송 방식	아이스 팩