


Wb 및 Elisa용 항-Hbd (헤모글로빈 서브유닛 델타) 토끼 다클론 항체 - P02042

품목 번호: CM0027890



소개

인간 헤모글로빈 서브유닛 델타(HBD)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야에 사용됩니다. 마우스 및 래트 오르토로그를 검출합니다. 산소 수송 및 헤모글로빈 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HBD 토끼 pAb
비고 / 별칭	HBD
종	인간
GeneID (인간)	3045
GeneID	3045
면역원	인간 HBD (NP_000510.1)의 아미노산 1-147에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P02042
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백