


Wb, Elisa용 Anti-HbGP1 Rabbit Polyclonal Antibody - P69891

품목 번호: CM0017613



소개

인간 HBG1(태아 헤모글로빈 감마-1 사슬)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. WB 및 ELISA 적용에 적합. 마우스 및 래트와 교차 반응. 태아 헤모글로빈 발달 및 산소 운반 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	HBG1 Rabbit pAb
비고/별칭	HBGA; HBGR; HBG-T2; HSGGL1; PRO2979; HBG1
종	인간
유전자 ID (인간)	3047
유전자 ID	3047
면역원	합성 펩타이드: 인간 HBG1 (NP_000550.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P69891
단백질 무게	16kDa
배송	아이스백