


Wb 및 Elisa용 항-Hcov-229E 스파이크 S2 토끼 단일클론 항체 - P15423

품목 번호: CM0007334



소개

HCoV-229E 스파이크 당단백질의 S2 소단위를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 코로나바이러스의 세포 진입 및 융합 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HCoV-229E 스파이크 S2 토끼 단일클론 항체
유전자 ID	918758
면역원	사람 HCoV-229E 스파이크 S2의 재조합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	HCoV-229E
SWISS	P15423
단백질 분자량	129kDa
배송	아이스팩