

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Hdac1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q13547

품목 번호: CM0002414



소개

IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 Anti-HDAC1 Rabbit mAb (55kDa); 사람, 쥐, 랫트 HDAC1과 교차 반응함. 크로마틴 리모델링, 전사 조절 및 후성유전학적 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HDAC1 Rabbit mAb
비고/별칭	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1; C1
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	3065
면역원(Immunogen)	사람 HDAC1 (Q13547)의 아미노산 350-450 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13547
단백질 분자량	55kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)