


Wb, Elisa용 항-Hdac4 다클론 항체 - P56524

품목 번호: CM0012815



소개

합성 펩티드로 면역화한 인간 HDAC4에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증이 완료된 이 항체는 핵심 후성유전학 조절인자인 119kDa 히스톤 탈아세틸화효소 4를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HDAC4 토끼 pAb
비고/별칭	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
종	인간
유전자 ID (인간)	9759
면역원	인간 HDAC4 (NP_006028.2)의 아미노산 530-630 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P56524
단백질 분자량	119kDa
배송	아이스 팩