


Anti-Hdgf Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51858

품목 번호: CM0028776



소개

HDGF(HMG1L2)를 표적하는 Rabbit polyclonal 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 억제, 세포분열 촉진 활성 및 헤파린 결합 기능 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	HDGF Rabbit pAb
비고/별칭	HMG1L2; HDGF
종	인간
GeneID (인간)	3068
GeneID	3068
면역원	인간 HDGF (NP_004485.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51858
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백