


Wb, Elisa용 Anti-Hectd1 토끼 다클론 항체 - Q9Ult8

품목 번호: CM0024719



소개

인간 HECTD1(EULIR)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 샘플에서 ~289kDa 위치의 내인성 HECTD1을 검출합니다. 유비퀴틴화, 신경 발생, 줄기세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HECTD1 토끼 pAb
비고/별칭	EULIR; HECTD1
종	인간
GeneID (인간)	25831
GeneID	25831
면역원	인간 HECTD1(NP_056197.3)의 아미노산 2518-2610에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9ULT8
단백질 분자량	289kDa
배송 방식	아이스팩