

Anti-Heme Oxygenase 1 (Ho-1/Hmox1) Rabbit Polymab For Wb, Ip, If, Ihc, Elisa - P09601 / P14901

품목 번호: CM0012660



소개

해옥시게나제 1 (HO-1/HMOX1)을 표적으로 하는 토끼 재조합 단 단일 클론 항체. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플에서 WB, IP, IF, IHC 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 33 kDa 단백질을 검출합니다. 세포 사멸, 헴 대사 및 암 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) Rabbit PolymAb®
비고/별칭	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10; D8Wsu38e; HO-1; HO1; Hemox; Hmox; Hsp32
종	사람/쥐
유전자 ID (사람)	3162
유전자 ID	3162/15368
면역원	마우스 Hmox1 (NP_034572.1)의 아미노산 1-266 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일 클론 항체
어플리케이션	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	P09601/P14901
단백질 분자량	33 kDa
배송	아이스 팩