

Anti-Hey2 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Ubp5

품목 번호: CM0012867

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 고품질 HEY2 토끼 다클로날 항체(pAb)로, 인간, 마우스, 랫트에 반응합니다. 심혈관 발달, Notch 신호 전달 및 전사 억제 기전 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HEY2 Rabbit pAb
비고/별칭	GRL; CHF1; HRT2; HERP1; HESR2; bHLHb32; GRIDLOCK; HEY2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	23493
면역원(Immunogen)	인간 HEY2 (NP_036391.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9UBP5
단백질 분자량	36kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)