

Wb, Elisa용 Anti-Hfe 단일클론 항체 - Q30201

품목 번호: CM0002416



소개

이 토끼 단일클론 항체는 인간 HFE(유전성 혈색소증 단백질)를 표적으로 하며, 웨스턴 블로팅 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 철 대분사, 혈색소증 및 트랜스페린 수용체 상호작용을 조사하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HFE Rabbit mAb
비고/별칭	HH; HFE1; HLA-H; MVCD7; TFQTL2; HFE
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3077
GeneID	3077
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 HFE (Q30201)의 아미노산 249-348 내의 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q30201
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)