

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Hif1A Rabbit Polyclonal Antibody - Q16665

품목 번호: CM0017740



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 HIF1α (인간, 마우스, 랫드)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. 저산소 반응의 주요 조절자인 hypoxia-inducible factor 1-alpha를 표적합니다. CamelBio에서 구매 가능.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HIF1α Rabbit pAb
비고/별칭	HIF1; MOI; PASD8; HIF-1A; bHLHe78; HIF-1alpha; HIF1-ALPHA; HIF-1-alpha; HIF1α
종	인간
GeneID (인간)	3091
GeneID	3091
면역원	HIF1α (NP_001521.1)의 아미노산 400-500에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q16665
단백질 분자량	83 kDa/93 kDa/96 kDa
배송	아이스백